

Lauma
MEDICAL



Tietoa Lauma Medical -yrityksestä

Pitkän kokemuksen, asiantuntijoiden suositusten ja asiakkaiden toiveiden ansiosta Lauma Medicalin tuotteet ovat saavuttaneet vahvan aseman lääketieteellisten tarvikkeiden alalla Baltian maissa sekä monilla Itä-Euroopan ja Keski-Aasian markkinoilla.

Yrityksen historia

Lauma Medical on ollut yli 45 vuoden ajan laajasti tunnettu apteekkien ja kuluttajien keskuudessa Baltian maissa ja Itä-Euroopassa.

Lauma Medical on merkittävä lääketieteellisten tuotteiden valmistaja, joka tuottaa muun muassa erittäin joustavia kudottuja siteitä, elastisia tukivöitä, nivelten tukisiteitä, äitiysvöitä, ryhtikorjaimia, ortooseja ja kompressiosukkia.

Lauma Medicalin teknologia

Tuotteiden valmistuksessa käytämme erityistä kudontatekniikkaa sekä ainoastaan korkealaatuisia materiaaleja, jotka mahdollistavat ihon hengittämisen ja säilyttävät tuotteen toimivuuden jopa pitkäaikaisessa käytössä.

Lääketieteellinen elastinen side

Elastisia lääketieteellisiä siteitä voidaan käyttää kroonisten laskimotulehdusten hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, leikkausta edeltävänä ja sen jälkeisenä aikana, hematoomien ehkäisyyn sekä endoproteesien kiinnittämiseen pysyvästi muovi- tai plastiikkakirurgian jälkeen. Niitä käytetään myös urheiluvammojen – nyrjähdysten ja sijoiltaanmenojen – ehkäisyyn ja hoitoon.

Erityinen siteiden valmistukseen käytettävä kudontateknikka takaa erinomaisen laadun ja ominaisuuksien säilymisen jopa pitkäaikaisessa ja intensiivisessä käytössä.

Valmistustekniikka mahdollistaa tuotteen leikkaamisen haluttuun pituuteen ilman reunan käsittelyä.

Koostumus	
Puuvilla	96%
Elastaani	4%



Lauma Medical valmistaa kudottuja siteitä kolmessa eri venyvyysluokassa:

- **Malli 2**
Venyvyys: 150–170 %
- **Malli 5**
Venyvyys: 100 – 150%
- **Malli 6**
Venyvyys: 30 – 100%



Elastisen siteen ominaisuudet ja vaikutukset



Kompressiovaikutus

Kun niveleen kohdistetaan ulkoinen paine, elastinen side puristaa ylimääräisen nesteen soluväliästä imusuoniin, mikä vähentää turvotusta ja estää uuden turvotuksen muodostumisen.



Kiinnitysvaikutus

Side aiheuttaa puristuksen raajan tai nivelen nivelside- ja lihasrakenteisiin, mikä vähentää lihasten, jänneiden ja ihonalaiskudoksen liikkuvuutta. Lepotilan luominen lyhentää merkittävästi paranemisaikaa.



Lämmittävä vaikutus

Siteet luovat optimaalisen lämpötasapainon, mikä auttaa vähentämään kipua, parantamaan verenkiertoa ja nopeuttamaan kudosten palautumista.



Mikromassaasivaikutus

Yhdessä liikkeen kanssa siteet vaikuttavat ihoon, ihonalaiskudoksiin, lihaksiin ja nivelsiteisiin, siirtävät verta kapillaariverkostosta laskimoihin ja näin edistävät mikroverenkiertoa.



Uudistava vaikutus

Side lisää paikallista verenkiertoa. Lämmittävä ja mikrohierontavaikutus luovat optimaaliset olosuhteet vaurioituneiden kudosten palautumiselle.



Suojaava vaikutus

Elastista sidettä jatkuvasti käytettäessä nivelet, lihakset ja kudokset pysyvät puolilämpimässä ja kiinteässä tilassa, mikä vähentää vammojen riskiä fyysisen rasituksen aikana.

Saatavilla olevat koot

Koko, cm x m		
8 x 0.6	10 x 0.6	12 x 0.6
8 x 1.1	10 x 1.1	12 x 1.1
8 x 1.5	10 x 1.5	12 x 1.5
8 x 1.7	10 x 1.7	12 x 1.7
8 x 2.0	10 x 2.0	12 x 2.0
8 x 3.0	10 x 3.0	12 x 3.0
8 x 3.5	10 x 3.5	12 x 3.5
8 x 5.0	10 x 5.0	12 x 5.0



Uutta Lauma Medicalilta

Esittelemme sinulle Lauma Medicalin uusimmat tuotteet – uudella designilla varustetut tukivyöt sekä uudet tuoteryhmät: ryhtikorjaimet, ortoosit ja käsituen tukisiteet.

Uusien tukivöiden, ryhtikorjaimien ja käsitukien valmistuksessa käytetään runsaasti puuvillaa, mikä tekee tuotteista mukavia käyttää ja mahdollistaa ihon hengittämisen.

Tuotteet ovat saatavilla modernin harmaana ja mustana, punaisin korostuksin.



Leikkauksen jälkeinen vatsavyö, malli 110

- Nopeuttaa toipumisprosessia erilaisten vatsaleikkausten jälkeen – tukee leikkaushaavoja, lievittää kipua, mahdollistaa liikkumisen ja vähentää turvotusta.
- Antaa tukea synnytyksen jälkeen vahvistaen vatsan etuseinämää
- Tutkimukset osoittavat, että vatsaan kohdistuva kompressio auttaa ortostaattista intoleranssia (OI) sairastavia välttämään veren pakkautumista
- Valmistettu hengittävstä materiaalista – estää liiallista hikoilua ja antaa ihon hengittää
- Voidaan käyttää vaatteiden alla



Koostumus	
Puuvilla	35%
Polyakryyli	24%
Elastaani	17%
Polyesteri	16%
Polyamidi	8%

Koot	Vyötärön ympärys (cm)
S	56–68
M	68–84
L	85–100
XL	101–115
XXL	116–130



Selkätukivyö, malli 111

- Lievittää pitkäaikaista kipua ja tukee lihasheikkoudesta toipumista
- Tukee selkärankaa selän epävakauden tai nikamasiirtymien yhteydessä sekä osteokondriitin, radikuliitin tai neuralgian hoidossa
- Auttaa hallitsemaan kroonista, keskivaikeaa selkäkipua tarjoamalla tukea
- Lisävakautta varten vyöhön on sijoitettu takapuolelle tukiosia, jotka auttavat pitämään selkärangan oikeassa asennossa ja vähentävät liikettä
- Lyhentää toipumisaikaa vammoista tai leikkauksen jälkeen
- Voidaan käyttää vaatteiden alla
- Joustavat kiristysremmit helpottavat vyön kiinnittämistä ja säätämistä
- Auttaa pitämään ryhdin suorana
- Valmistettu hengittävstä materiaalista – estää liiallista hikoilua ja antaa ihon hengittää



Koostumus	
Puuvilla	33%
Polyakryyli	23%
Elastaani	19%
Polyesteri	15%
Polyamidi	10%

Koot	Vyötärön ympärys (cm)
S	65–79
M	80–90
L	91–100
XL	101–110
XXL	111–120



Raskauden aikainen tukivyö, malli 112

- Vähentää selkä- ja lantiokipuja raskauden aikana
- Tukee vatsaa ja keventää selän kuormitusta
- Vyön kevyt puristus voi tukea kohtua ja vähentää liikkeestä johtuvaa epämukavuutta fyysisen aktiivisuuden aikana
- Edistää oikeaa ryhtiä ja ehkäisee alaselän yliojentumista
- Vyötä voidaan käyttää myös synnytyksen jälkeen ja keisarinleikkauksen jälkeen tukemaan vatsaa ja alaselkää sekä vahvistamaan vatsan etuseinämää
- Valmistettu hengittävästä materiaalista – estää liiallista hikoilua ja antaa ihon hengittää
- Lisäremmit vyön sivuilla mahdollistavat vatsan tukemisen haluttuun asentoon



Koostumus	
Puuvilla	37%
Polyakryyli	25%
Polyesteri	17%
Elastaani	13%
Polyamidi	8%

Koot	Alavatsan ympärys (cm)
S	88–100
M	100–110
L	110–118
XL	118–126




Tukiside käsivarren kiinnitykseen, malli 400

- Tukiside turvalliseen ja mukavaan käsivarren kiinnitykseen murtumien, nyrjähdysten ja/tai kirurgisten toimenpiteiden jälkeisen kuntoutuksen aikana
- Sidoksen pohjamateriaali on 100 % puuvillaa, hengittävä ja estää liiallista hikoilua sekä antaa ihon hengittää
- Säädettyä olkahihna mahdollistaa käsivarren asettamisen halutulle korkeudelle
- Peukalon voi kiinnittää silmukkaan lisämukavuuden ja vakauden takaamiseksi
- Voidaan käyttää kummassakin kädessä




Koot	Kyynärvarren pituus (cm)
XS (juniori)	22–38
S (juniori)	26–32
M	30–38
L	36–44

Koostumus	
Puuvilla	61%
Polyamidi	39%



Ryhtikorjain, malli 301

- Suunniteltu ehkäisemään vammoja, epävakautta, osteokondroosia, spondyloosia, ryhtihäiriöitä, kumaraa ryhtiä, yläselän, niskan, hartioiden ja pään kipuja
- Oikea ryhti auttaa hengittämään paremmin ja säilyttämään hyvän kehonasennon
- Helppo käyttää – itsesäädettävä
- Voidaan käyttää vaatteiden alla ja päällä liikkuessa, istuessa, kävellessä tai muissa päivittäisissä toimissa. Materiaali on kevyt ja pestävä
- Ryhtikorjaimen käyttö muutaman tunnin ajan päivässä yhdistettynä ryhtiharjoituksiin auttaa vahvistamaan selkärankaa tukevia lihaksia
- Hyvän ryhdin ylläpitäminen parantaa yleistä hyvinvointia



Koostumus	
Puuvilla	35%
Polyakryyli	24%
Elastaani	17%
Polyesteri	16%
Polyamidi	8%

Koot	Rinnan alapuolinen ympärys (cm)
S	59–68
M	69–78
L	79–88
XL	89–99

Ryhtikorjain metallivahvikkeilla, malli 302

- Suunniteltu rintojen alapuolella kulkevalla vyöllä, joka auttaa selkärangan suoristamisessa ja lannerangan tukemisessa
- Ehkäisee vammoja, epävakautta, osteokondroosia, spondyloosia, ryhtihäiriöitä, kumaraa ryhtiä, yläselän, niskan, hartioiden ja pään kipuja
- Korjain vetää hartiat taakse, suoristaa rintakehän ja selkärangan sekä parantaa ryhtiä ja hyvinvointia
- Ei rajoita luonnollisia liikkeitä ja mahdollistaa aktiivisuuden säilyttämisen oikealla ryhdillä
- Helppokäyttöinen – itsesäädettävä ja voidaan käyttää vaatteiden alla tai päällä
- Y-mallinen rakenne tarjoaa tehokkaan takavedon ja on erittäin arvostettu
- Metallivahvikkeet auttavat tukemaan ja säilyttämään selkärangan luonnollisen asennon



Koostumus	
Puuvilla	34%
Polyakryyli	29%
Polyesteri	20%
Elastaani	17%

Koot	Rinnan alapuolinen ympärys (cm)
S	64–76
M	77–86
L	87–97
XL	98–104

Selän ryhtikorjain metallivahvikkeilla, malli 303

- Täydennetty neljällä lannerangan alueen tuella ja lisähihnoilla selän lisävakautta varten
- Irrotettavat metallivahvikkeet mahdollistavat jäykkyyden säätelyn
- Lanneselän tuki lievittää kipua
- Suunniteltu ehkäisemään vammoja, epävakautta, osteokondroosia, spondyloosia, ryhtihäiriöitä, kumaraa ryhtiä, yläselän, niskan, hartioiden ja pään kipuja
- Ei rajoita luonnollisia liikkeitä ja mahdollistaa aktiivisuuden säilyttämisen oikealla ryhdillä
- Helppokäyttöinen – itsesäädettävä ja voidaan käyttää vaatteiden alla tai päällä
- Y-mallinen rakenne tarjoaa tehokkaan takavedon ja on erittäin arvostettu
- Metallivahvikkeet voivat ajan myötä vaikuttaa selkärangan kaarevuuteen



Koostumus	
Puuvilla	28%
Polyakryyli	25%
Polyesteri	17%
Elastaani	15%
Polyamidi	14%

Koot	Vyötärön ympärys (cm) / Pituus (cm)
S	65–75 / 160–170
M	76–90 / 170–180
L	91–105 / 170–180
XL	106–120 / 180–190
XXL	121–135 / 180–190



Polvituki, malli 501

- Suunniteltu käytettäväksi urheiluvammojen, fyysisen rasituksen ja nyrjähdysten jälkeen sekä kuntoutusjakson aikana
- Valmistettu hengittävästä, joustavasta, pehmeästä ja kestävästä materiaalista
- Saumaton rakenne ehkäisee hankaumia ja mustelmia
- Joustavat metallijouset
- Geelipehmusteet pitävät polvilumpion paikallaan ja tarjoavat tukea ja vakautta
- Ei rajoita liikkuvuutta, mutta säilyttää tarvittavan kompression
- Voidaan käyttää kummassakin jalassa



Koot	Ympärysmitat yläpuoli (cm)	Ympärysmitat keskeltä (cm)	Ympärysmitat alapuoli (cm)
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-50
XXL	67-75	48-53	50-56

Kyynärtuki, malli 502

- Suunniteltu käytettäväksi urheiluvammojen, fyysisen rasituksen ja nyrjähdysten jälkeen sekä kuntoutusvaiheessa
- Valmistettu hengittävästä, joustavasta, pehmeästä ja kestävästä materiaalista
- Saumaton rakenne suojaa hiertymiltä
- Geelipehmusteet pitävät kyynärpään paikallaan ja varmistavat tuen ja vakauden
- Ei rajoita liikkuvuutta, mutta säilyttää tarvittavan kompression
- Voidaan käyttää molemmissa käsissä



Koostumus	
Polyamidi	60%
Elastaani	40%

Koot	Kyynärpään ympärys (cm)
S	20-23
M	23-26
L	26-29
XL	29-32
XXL	32-35

Nilkkatuki, malli 503

- Suunniteltu käytettäväksi urheiluvammojen, fyysisen rasituksen ja nyrjähdysten jälkeen sekä kuntoutuksessa
- Valmistettu hengittävästä, joustavasta, pehmeästä ja kestävästä materiaalista
- Saumaton rakenne suojaa hiertymiltä
- Geelipehmusteet tukevat tehokkaasti kipua ja epämukavuutta vastaan
- Ei rajoita liikkuvuutta, mutta säilyttää tarvittavan kompression
- Voidaan käyttää molemmissa jaloissa



Koot	Nilkan ympärys (cm)
XS	17-19
S	19-21
M	21-23
L	23-25
XL	25-27
XXL	27-29

Koostumus	
Polyamidi	60%
Elastaani	40%

Rannetuki, malli 504

- Tarkoitettu niveltulehduksen, rannekanavaoireyhtymän hoitoon sekä ranteen immobilisointiin kuntoutuksen aikana säteittäisen luun ja janteiden vakauttamiseksi
- Tarjoaa tukea ja jäykkyyttä ranteelle rajoittamalla liikettä
- Valmistettu hengittävästä, joustavasta, pehmeästä ja kestävästä materiaalista
- Saumaton rakenne suojaa hiertymiltä
- Sisältää säädettävän metallisen tuen jäykkää vakauttamista varten
- Metalliosa voidaan poistaa, kun jäykkä tuki ei ole enää tarpeen
- Lisähihna kiinnittää sisäosan kämmenen kohdalle



Koot	Ranteen ympärys (cm)
S	14-15
M	15-16
L	16-18
XL	18-20
XXL	20-22

Elastiset lääkinälliset tukivyöt, mallit 70107 ja 70108

Elastiset tukivyöt on suunniteltu asiantuntijoiden suosituksia ja potilaiden tarpeita huomioon ottaen. Valmistuksessa käytetään sertifioituja ja korkealaatuisia materiaaleja.

Tuotteilla on useita tärkeitä ominaisuuksia:



Lämmittävä vaikutus
Vyö luo lämpötasapainon, mikä auttaa vähentämään kipuoireita, parantaa verenkiertoa ja nopeuttaa palautumista lannerangan ja munuaisten alueella.



Suojaava vaikutus
Lannerangan nivelsiteet, lihakset ja kudokset pysyvät lämpimässä tilassa. Tämä vähentää nivelvamman riskiä äkillisten tai epäergonomisten liikkeiden aikana.




Pienempi riski ihottumille ja ihoärsytykselle
Vyö ei aiheuta hiertymiä tai paikallista ihoärsytystä. Valmistuksessa käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja, kuten puuvillaa ja villaa, jotka imevät kosteuden ihon pinnalta aiheuttamatta hautumaa tai ärsytystä. Vyö ei aiheuta hankausta eikä ihotulehduksia.

- Vyö on suunniteltu lievittämään alaselän kipua ja tuomaan mukavuutta sekä lämpöä.
- Sitä käytetään lumbosakraalisen iskiaksen, osteokondroosin ja hermojen tulehdustilojen hoitoon ja ehkäisyyn sekä urheiluvammojen yhteydessä.
- Sairauden pahenemisvaiheessa vyötä voidaan käyttää jatkuvasti lääkärin ohjeiden mukaan.
- Tukee oikean ryhdin säilyttämistä.


Koot		Vyötärön ympärys (cm)	Lantion ympärys (cm)
1	XS	60–67	86–95
2	S	68–75	96–101
3	M	76–81	102–107
4	L	82–87	108–113
5	XL	88–98	114–119
6	XXL	99–109	120–128
7	XXXL	110–120	129–137



Koostumus – Malli 70107	
Villa	16%
Puuvilla	47%
PAN (polyakryyliniiriili)	25%
Polyamidi	6%
Lateksi	6%



Koostumus – Malli 70108	
Villa	45%
Puuvilla	44%
Polyamidi	6%
Lateksi	5%



Iskiasvyö tarrakiinnityksellä, malli 105

- Suunniteltu vähentämään alaselän kipua
- Käytetään lumbosakraalisen iskiaksen, hermotulehduksen ja osteokondroosin hoitoon ja ehkäisyyn sekä urheiluvammojen yhteydessä
- Antaa selälle lämmittävän ja miellyttävän tunteen
- Sairauden pahenemisvaiheessa suositellaan tuotteen jatkuvaa käyttöä



Koot		Vyötärön ympärys (cm)	Lantion ympärys (cm)
1	M	76–81	102–107
2	L	82–87	108–113
3	XL	88–98	114–119
4	XXL	99–109	120–128
5	XXXL	110–120	129–137

Koostumus	
Villa	46%
Puuvilla	31%
Polyamidi	8%
Lateksi	15%

Raskauden aikainen tukiside, malli 103

- Elastinen äitiystukiside, joka tukee vatsaa ja vähentää selän kuormitusta
- Voidaan käyttää myös synnytyksen jälkeen vahvistamaan vatsan etuseinämää
- Sidoksen rakenne sisältää lisäkiinnikkeitä, jotka tuovat vakautta ja käyttömukavuutta. Hengittävät materiaalit estävät liiallista hikoilua ja mahdollistavat ihon hengittämisen.
- Sidoksen sivuilla olevat lisänauhat pitävät vatsan oikeassa asennossa. Tarranauhakiinnitys edessä ja sivuilla mahdollistaa sopivimman kireyden säätämisen maksimaalisen mukavuuden takaamiseksi.



Koot		Alavatsan ympärys (cm)
1	S	88–100
2	M	100–108
3	L	108–116
4	XL	116–124

Koostumus	
Puuvilla	20%
PUE	24%
Polyamidi	56%

Elastinen leikkauksen jälkeinen selkätuki, malli 106

- Tarkoitettu käytettäväksi selkärankaleikkauksien tai –vammojen jälkeen (paitsi lantio- tai kaula-rintarangan alueet)
- Myös apuna osteokondroosin, iskiaksen tai neuralgian hoidossa. Auttaa säilyttämään oikean ryhdin ja korjaamaan patologioiden aiheuttamaa virheasentoa.
- Lisävakautta varten takana on neljä tukea, jotka vakauttavat selkärangan ja vähentävät liikettä lannerangassa
- Erityinen vyörakenne yhdistää vakauden ja käyttömukavuuden, hengittävä ja kevyt materiaali takaa tehokkuuden ja miellyttävän käytön.




Koot		Vyötärön ympärys (cm)
1	S	60–70
2	M	71–81
3	L	82–92
4	XL	93–103
5	XXL	104–114

Koostumus	
Puuvilla	22%
Polyamidi	23%
Lateksi	18%
PUE	13%
PES	24%

Elastinen vatsatuki leikkauksen jälkeen, malli 107

- Suunniteltu keventämään leikkaushaavan kuormitusta tukemalla vatsan etuseinämää
- Antaa asteittaisen paineen, mukautuu vartalon muotoihin. Eri elastisuusasteen omaavat kuidut on kudottu vyöhön pitkittäissuunnassa, muodostaen kaksi vyöaluetta.
- Hieman joustavassa vyötärönauhassa on valkoinen nauha ja vaakasuora tarrakiinnitys ulkopuolella.
- Joustavampi vyöosa mahdollistaa säätämisen lantion muotojen mukaan.
- Käytetään myös synnytyksen jälkeen vatsan tukemiseen. Takana kaksi lisäkiinnikettä lisäävät vakautta.



Koot		Vyötärön ympärys (cm)
1	S	75–85
2	M	86–96
3	L	97–107
4	XL	108–118
5	XXL	119–129

Koostumus	
Polyamidi	44%
Lateksi	41%
PES	15%

Elastisten siteiden ominaisuudet

- Side suojaa vammoilta ja sitä käytetään kuntoutusvaiheessa erilaisten vammojen jälkeen.
- Se tarjoaa vakautta ja mukavuutta polven, kyynärpään tai nilkan nivelalueelle.
- Siteitä käytetään tehokkaasti vaurioituneen nivelen kuormituksen vähentämiseen ja kivun lievittämiseen eri tapauksissa (reuma, niveltulehdus), sekä mustelmien ja sijoiltaanmenojen yhteydessä.
- Siteitä käytetään myös ennaltaehkäisevästi suojaamaan polviniveltä urheiluasuoritusten aikana.
- Siteen luonnollinen koostumus ja ainutlaatuinen rakenne mahdollistavat normaalin hikoilun ja säilyttävät mukavan tunteen myös pitkäaikaisessa käytössä.
- Sidoksen sisäkerros toimii mikromassagerina, joka edistää verenkiertoa ja vähentää turvotusta.

Koostumus (mallit 101 ja 102)	
Puuvilla	62%
Lateksi	28%
Polyamidi	10%

Elastinen kyynärpääside, malli 101

Koot		Kyynärpään yläpuolelta, cm	Kyynärpään alapuolelta cm
1	XS	26–28	21–24
2	S	28–31	24–27
3	M	31–34	27–30
4	L	34–38	30–34



Elastinen polvituki, malli 102

Koot		Polven yläpuolelta cm	Polven alapuolelta cm
1	XS	38–40	32–35
2	S	40–44	35–38
3	M	44–47	38–41
4	L	47–50	41–44



Elastinen nilkkatuki, malli 104

Koot		Nilkan ympärys (cm)
1	S/M	18–23
2	L/XL	23–28

Koostumus	
Puuvilla	72%
Lateksi	17%
Polyamidi	11%





Kompressiovaatteiden edut:

- Asteittainen kompressio
Yksi kompressiovaatteiden lääketieteellistä tehokkuutta varmistavista tekijöistä on fysiologisesti oikea paineen jakautuminen.
- Kestävä ulkonäkö
Ei rullaudu eikä nukkaannu, säilyttää ulkonäkönsä käytön aikana.
- Moderni kudontatekniikka
Antaa pehmeyttä ja silkisyyttä – tuotteet näyttävät tyylikkäiltä ja sopivat tavallisten vaatteiden alle.
- Helppo pukea
Kankaan suuri joustavuus kahteen suuntaan helpottaa vaatteiden pukemista (erityisesti jalkapöydän yli).
- Hengittävä vaikutus
Jalat pysyvät kuivina erityisen neulontatekniikan ansiosta – iho pystyy hengittämään myös kuumalla säällä.
- Sanitized® Silver –käsittely
Estää epämiellyttävien hajujen ja mikro-organismien muodostumista, lisää käyttömukavuutta päivittäisessä käytössä.
- Vakaa kompressio
Lycra®-kuidut parantavat tuotteen laatua, toiminnallisuutta ja kestävyyttä.
- Ei allergisoiva
Lauma Medical käyttää kaksois-Lycra-kiertoa, mikä poistaa allergiariskin.
- Erikoissilkkisukka
II-luokan kompressiovaatteiden mukana toimitetaan erityinen silkisukka, joka helpottaa pukemista.
- Paineen säilyvyys
Kompressiopaine säilyy vähintään 6 kuukautta, kun tuotetta käytetään ja huolletaan ohjeiden mukaisesti.

Kompressioluokat

A-luokan kompressio (10–17 mmHg)

- Antaa energiaa väsyneille jaloille ja jaloille
- Parantaa verenkiertoa
- Ehkäisee turvotusta ja suonikohjuja

I-luokan kompressio (18–21 mmHg)

- Lievittää raskaan tunteen, väsymyksen ja kivun jaloissa
- Vähentää lievää nilkkojen ja jalkojen turvotusta
- Helpottaa oloa lievissä suonikohjuissa
- Sopii lieviin suonikohjuihin raskauden aikana

II-luokan kompressio (23–32 mmHg)

- Auttaa kohtalaiseen nilkkojen ja jalkojen turvotukseen
- Helpottaa kohtalaisia suonikohjuja
- Sopii käytettäväksi skleroterapian jälkeen
- Helpottaa kohtalaista turvotusta ja suonikohjuja raskauden aikana

Kompressiotuotteiden valikoima

A-luokan kompressio, 10–17 mmHg

Polvipituiset sukat, umpinaisella kärjellä	Reisisukat	Sukkahousut	Äitiys kompressio sukkahousut
AD201 AD202 Matkailuun (vahvistetulla kantapäällä)	AG301 Pitsisomisteiset mallit	AT402	AT401

I-luokan kompressio, 18–21 mmHg

Polvipituiset sukat	Puuvilla Comfort Polvipituiset sukat	Reisisukat	Sukkahousut
AD205	AD204	AG303 Pitsisomisteiset mallit	AT403

Embolian ehkäisyyn tarkoitetut vaatteet, I-luokan kompressio, 18–21 mmHg

Polvipituiset sukat	Reisisukat
AD206	AG302

II-luokan kompressio, 23–32 mmHg

Polvipituiset sukat	Polvipituiset sukat avokärjellä	Puuvilla Comfort polvisukat avokärjellä	Reisisukat	Reisisukat avokärjellä	Puuvilla-Comfort reisisukat avokärjellä	Sukkahousut
AD207	AD208	AD209	AG305 with lace AG309 with band	AG307 Nauhakiinnitys yksellä	AG306 with lace AG310 with band	AT404

Kompressiohiha, II-luokan kompressio, 23–32 mmHg

Hiha ilman kämmenosa	Hiha kämmenosa
CG501	CG502

Ennaltaehkäisevä kompressioluokka – 10–17 mmHg

AD201

Lääketieteelliset polvipituiset kompressiosukat, umpinaisella kärjellä

Koostumus: 76% Polyamidi, 24% Lycra

Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 23–25, 25–27, 27–29

Värit: beige musta



AD202 TRAVEL

Lääketieteelliset polvipituiset kompressiosukat vahvistetulla kantapäällä ja umpinaisella kärjellä

Koostumus: 76% Polyamidi, 24% Lycra

Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 23–25, 25–27, 27–29, 29–31

Värit: beige musta



AG301

Reisipituiset lääketieteelliset kompressiosukat silikonipitsillä ja umpinaisella kärjellä

Koostumus: 76% Polyamidi, 24% Lycra

Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 25, 27, 29

Värit: beige musta



Ennaltaehkäisevä kompressioluokka – 10–17 mmHg

AT402

Lääketieteelliset kompressiosukkahousut

Koostumus: 76% Polyamidi, 24% Lycra

Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot:

Pieni haarakiiila:	Suuri haarakiiila:
158–164 / 100,	158–164 / 116–124,
164–170 / 108,	164–170 / 116–124,
170–176 / 108–116,	170–176 / 116–124,
176–182 / 108–116	176–182 / 116–124

Värit:  beige  musta



AT401

Lääketieteelliset äitiyskompressiosukkahousut

Koostumus: 76% Polyamidi, 24% Lycra

Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot:

164–170 / 124–132,
170–176 / 124–132,
176–182 / 124–132

Värit:  beige  musta



I-luokan kompressio – 18–21 mmHg

AD204 Puuvilla Comfort

Polvipituiset lääketieteelliset kompressiosukat puuvillalla ja umpinaisella kärjellä.

Koostumus: 60% Puuvilla, 28% Polyamidi 12% Lycra

Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 36–38, 39–41, 42–44, 45–47

Värit:  valkoinen  musta



AD205

Paksut polvipituiset kompressiosukat, umpinaisella kärjellä

Koostumus: 64% Polyamidi, 36% Lycra

Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 1D, 2D, 3D

Värit:  beige  musta



I-luokan kompressio – 18–21 mmHg

AG303

Reisipituiset kompressiosukat silikonipitsillä ja umpinaisella kärjellä

Koostumus: 64% Polyamidi, 36% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 1D, 2D, 3D

Värit:  beige  musta



AT403

Kompressiosukkahousut

Koostumus: 64% Polyamidi, 36% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 1D, 2D, 3D

Värit:  beige  musta



II-luokan kompressio – 23–32 mmHg

AD207

Polvipituiset kompressiosukat, umpinaisella kärjellä

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D

Värit:  beige  musta



AD208

Polvipituiset kompressiosukat, avokärjellä

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D

Värit:  beige  musta



AD209 Puuvilla

Polvipituiset kompressiosukat, avokärjellä

Koostumus: 60% Puuvilla 35% Lycra 5% Polyamidi
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 1D, 2D, 3D, 4D

Värit:  beige



II-luokan kompressio – 23–32 mmHg

AG305

Paksut reisipituiset kompressiosukat silikonipitsillä, umpinaisella kärjellä

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D

Värit:  beige  musta



AG309

Paksut reisipituiset kompressiosukat tukinauhalla, umpinaisella kärjellä

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D

Värit:  beige  musta



AG307

Paksut reisipituiset kompressiosukat silikoninauhalla, avokärjellä

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D

Värit:  beige  musta



II-luokan kompressio – 23–32 mmHg

AG306 Puuvilla

Reisipituiset kompressiosukat silikonipitsillä, avokärjellä

Koostumus: 60% Puuvilla 35% Lycra 5% Polyamidi
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 1D, 2D, 3D, 4D

Värit:  beige



AG310 Puuvilla

Reisipituiset kompressiosukat silikoninauhalla, avokärjellä

Koostumus: 60% Puuvilla 35% Lycra 5% Polyamidi
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 1D, 2D, 3D, 4D

Värit:  beige



AT404

Kompressiosukkahousut

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 1D, 2D, 3D, 4D

Värit:  beige  musta



Embolian ehkäisyyn tarkoitettut tuotteet, I-luokan kompressio – 18–21 mmHg

AD206 Anti – Embolia

Polvipituiset ennaltaehkäisevät anti-emboliakompressiosukat, joissa tarkistusaukko

Koostumus: 70% Polyamidi, 30% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: S, M, L, XL, XXL

Värit: ☐ valkoinen



AG302 Anti – Embolia

Reisipituiset ennaltaehkäisevät anti-emboliakompressiosukat, joissa tarkistusaukko ja silikoninauha

Koostumus: 70% Polyamidi, 30% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: S, M, L, XL, XXL

Värit: ☐ valkoinen



Kompressiohihat, II-luokan kompressio – 23–32 mmHg

CG501

Lääketieteellinen kompressiohiha

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 1D, 2D, 3D, 4D

Värit: ☒ beige



CG502

Lääketieteellinen kompressiohiha, jossa puolikäsine

Koostumus: 60% Polyamidi, 40% Lycra
Lycra + hopeaioneilla käsitelty antibakteerinen Sanitized®-käsittely

Koot: 1K, 2K, 3K, 4K, 1D, 2D, 3D, 4D

Värit: ☒ beige



A-luokan kompressio, 10–17 mmHg

A-D – polvipituiset sukat A-G – reisisukat A-T – sukkahousut

Koko	Kengän koko	Jalan pituus (cm)
M	36–38	23–25
L	39–41	25–27
XL	42–44	27–29
XXL	45–47	29–31

A-T	Koko	Pituus	Lantion ympärys (cm)
A-T pienellä haarakiilalla	S	158–164	100
	M	164–170	108
	L	170–176	108–116
	XL	176–182	108–116
A-T suurella haarakiilalla	S+	158–164	116–124
	M+	164–170	116–124
	L+	170–176	116–124
	XL+	176–182	116–124
A-T raskaana oleville	M	164–170	124–132
	L	170–176	124–132
	XL	176–182	124–132

I-luokan kompressio – 18–21 mmHg

A-D – polvipituiset sukat

Koko	Kengän koko
M	36–38
L	39–41
XL	42–44
XXL	45–47

A-D – polvipituiset sukat

Koko		Ympärys (cm)					
		b	d	f	g	h	t
1	S	20–24	34–37	46–50	50–55	110	80
2	M	24–27	37–40	50–54	55–60	120	90
3	L	27–30	40–44	54–58	60–66	130	100
Pituus		Lyhyt		Pitkä			
A-D		enintään 37		yli 37			
A-G		enintään 70		yli 70			

A-G – reisisukat

A-T – sukkahousut

II-luokan kompressio – 23–32 mmHg


A-D – polvipituiset sukat

A-G – reisisukat

A-T – sukkahousut

Koko		Ympärys (cm)									
		a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
1	S	19–25	20–23	25–30	32–38	31–37	33–39	40–48	45–57	110	80
2	2	22–28	23–26	28–33	35–41	34–40	36–42	45–53	52–56	120	90
3	3	25–31	26–29	31–36	38–44	37–43	39–45	49–57	57–67	120	90
4	4	28–34	29–32	34–39	41–47	40–46	42–48	53–61	62–72	130	100
5	5	31–37	32–35	37–42	44–50	43–49	45–51	57–65	67–77	130	100
Pituus		Lyhyt K					Pitkä D				
A-D		34–38					38–43				
A-G		62–71					71–82				

Jalan mittauskohdat




a – jalkaterän ympärys
b – säären kapeimman kohdan ympärys nilkan yläpuolelta
b1 – ympärys 10 cm nilkan yläpuolella
c – säären ympärys
d – polven alapuolinen ympärys
e – polven yläpuolinen ympärys
f – reisilihaksen keskikohdan ympärys
g – reiden ympärys (5 cm haaroista alaspäin)
h – lantion ympärys
t – vyötärön ympärys

A-D – polvipituiset sukat

A-G – reisisukat

A-T – sukkahousut

Kompressiohihan kokotaulukko



a – kämmenen leveimmän kohdan ympärys
c – ranteen ympärys
d – kyynärvarren ympärys
g – kainalon ympärys

Antiemboliset tuotteet

A-D – polvipituiset sukat

A-G – reisisukat

Koko	Ympärys (cm)		
	b	d	g
S	17–20	28–34	41–54
M	20–23	31–37	48–61
L	23–26	34–40	55–68
XL	26–29	37–43	62–75
XXL	29–32	40–46	69–82

C-G kompressiohiha

Koko	Ympärys (cm)			
	a	c	d	g
1	≥ 18	16–19	22–26	24–30
2	≥ 20	19–22	26–30	30–36
3	≥ 23	22–25	30–34	36–42
4	≥ 25	25–28	34–38	42–48
Pituus	Lyhyt K		Pitkä D	
C-G	< 45 cm		> 45 cm	

Kompressiovaatteiden pukeminen

Kompressiovaatteet tulee pukea aamulla ennen turvotuksen ilmaantumista, mieluiten ennen sängystä nousemista.

Sukkien pukemista helpottaa jalkojen puuterointi talkilla tai vauvantalkilla.

On suositeltavaa käyttää kumihanskoja ja poistaa sormukset ja kellot käsistä. Jalkojen tulee olla kuivat.

Avokärkisten ja umpinaisten sukkien pukemista helpottaa erityinen silkisukka (II-luokan kompressiotuotteissa).

Pukemisen apuväline

Toisen kompressioluokan Lauma Medical -tuotteiden pakkauksessa on liukuva apusukka.

Tämä tuote auttaa muiden kompressiotuotteiden pukemisessa. Liukas sukka vedetään jalan päälle, mikä helpottaa tuotteen pukemista varpaiden, jalkapöydän ja nilkan kapeimman kohdan yli.



Apusukasta on kaksi kokoa:

Koko №1 pienille ja keskikokoisille jaloille
Koko №2 suurille jaloille

Vaihe 1

Laita käsi vaatteeseen sisään ja tartu kantapäähän.

Vaihe 3

Pue varpaan ja kantapään osat.


Vaihe 2

Käännä vaate nurinpäin kantapäähän asti.


Vaihe 4

Vedä vaate vähitellen koko jalalle.

Pukeutuminen avokärkisiin tuotteisiin



Pukeutuminen umpinaisiin tuotteisiin



Kompressiovaatteiden riisuminen:

1. Poista kompressiosukat kumihanskoilla ilman koruja käsissäsi. Aloita vaatteiden yläosasta ja vedä vähitellen alas kohti jalkaa.
2. Irrota varovasti ensin kantapää ja sen jälkeen koko vaate jalasta.

Lauma Medical – yhteystiedot

LSEZ LLC «LAUMA MEDICAL»

Osoite: st. Ziemeļu 19, Liepāja, LV-3405, Latvia

Puh. +371 634-47-125, +371 634-474-96

E-mail: lauma@laumamedical.com

laumamedical.com



Lauma Medical – edustajat

Suomi

VitalBi Oy

O2210, Ylismäenkuja 2 A 43, Espoo

Puh. +358 465605000

E-mail: vitalbioy@gmail.com

www.vitalbi.fi

Liettua

A.Zapalskio IĮ "Azas"

Tiekimo g. 2A, 35100 Panevėžys

Puh. +370 45570231

E-mail: info@azas.lt

Puola

Kaps Sp. z o.o.

Przemysłowa 40, 32-765 Rzeszawa, woj. małopolskie

Puh. +48 146127730

E-mail: kaps@kaps.com.pl

Georgia

GePha JSC

142 Akaki Belashvili str., Tbilisi, 0159, Georgia

Puh. +995 322911900

www.gepha.com

Kirgisia

Neman-Farm OsOO

38, Kievskaya str. Bishkek, 720040, Kyrgyzstan

Puh. +996 312 68 05 75

<https://neman.kg>

Ukraina

BaDM LTD

Osoite: 49005, Dnipro, Ukraine, 2 Panikakhy str.

Puh. +380 567470110

E-mail: secretary@badm.ua

www.badm.ua

Moldova

Dita EstFarm SRL

Str. Burebista 23. (sector Botanica), MD-2032 Chisinau, Moldova

Puh. +373 22 405 419

E-mail: office@dita.md

www.dita.md; www.farmaciefamiliei.md

Kazakstan

Galiya Ismailova, medical representative

Osoite: 050000 Almati, PO Box 197

Puh. +7 777 898 98 99; +7 707 445 81 90;

+7 701 382 95 35

E-mail: galiya24@list.ru

Venäjä

AVANGARD, AO

d. 7A str. 1 5 etazh pom. 1 kom. 1-5, bulvar Kronshtadtski

Moscow, Moscow, 125212 Russian Federation

Puh. +7 (495) 7814179

lauma@laumamedical.ru